

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ (32Gx4mm) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (ΠΕΝΑ)**

- Οι βελόνες θα πρέπει να φέρουν "Universal" σχεδιάσμα, ώστε να προσαρμόζονται με ασφάλεια σε όλες τις σύγχρονες πένες ινσουλίνης.
- Θα πρέπει να διαθέτουν τριπλή λοξότμητη ακμή και επίστρωση σιλικόνης, ώστε να ελαχιστοποιείται ο πόνος κατά τη διάτρηση.
- Θα πρέπει να διαθέτουν τεχνολογία λεπτού τοιχώματος για ευκολότερη και ταχύτερη ροή της ινσουλίνης.
- Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι και να είναι αποστειρωμένες.
- Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει άυλο barcode.